

Hur man laddar pumpens batteri

Pumpen laddas *inte* med dagens standardport vilket är USB-C (vänster) utan den kräver den äldre porten Micro-USB (höger).



Det finns alltid en kabel i Charlies diabetesryggsäck.

Viktigt att hålla koll på Charlie så han inte springer iväg när kabeln är inkopplad. Charlie får inte själv koppla in eller dra ut kabeln. Detta då vi vill undvika skador på pumpens laddport.

Rekommendation

Enligt Tandem och Rubin Medical rekommenderas man att ladda pumpen 15 minuter per dag. Detta följer vi inte då batteriet på pumpen är väldigt bra. Vi brukar koppla in och ladda 2-3 gånger i veckan. Det brukar då räcka att ladda 20-30 minuter för att få ett fullt eller nästan fullt batteri.

Placering

Laddporten sitter längst upp till vänster och skyddas av ett gummiskydd. När man öppnar det är det viktigt att inte böja det rakt bakåt såsom på bilden nedan:



I stället, frigör gummiskyddet och vrid det åt sidan enligt nedan bild:



Detta gör att gummiskyddet inte blir "slappt" med tiden och tillslut inte håller tätt längre.

När en Micro-USB kabel kopplas in kommer pumpen att pipa varpå man vet att den börjar ladda. Man kommer även se på batteriets indikator att den laddas. Släck skärmen och låt den ladda.

Revision #4

Created 8 March 2025 15:16:04 by Lars

Updated 9 March 2025 10:46:55 by Lars